


Антитело Кролика Против Hnrnpr (Поликлональное) [Валидировано На Ko] Для Wb, If/Icc, Elisa - O43390

Артикул: CM0023448



введение

Поликлональное антитело кролика, направленное против HNRNPR, ключевого компонента рибонуклеосом, участвующего в процессинге пре-мРНК. Валидировано для WB, IF/ICC, ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований сплайсинга и неврологических заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на KO] HNRNPR кролик pAb
Примечания/Псевдоним	HNRPR; NEDDFSB; hnRNP-R; PR
Вид	Человек
GeneID (человек)	10236
GeneID	10236
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 550-633 человеческого HNRNPR (NP_005817.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O43390
Молекулярный вес белка	71кДа
Доставка	Сумка со льдом