


Кроличья Поликлональная Антитела Против Hnrnpul1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9BuJ2

Артикул: CM0024231



введение

Кроличьи поликлональные антитела против HNRNPUL1 для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознают человеческий и мышинный HNRNPUL1, транскрипционный регулятор и РНК-связывающий белок. Идеальны для диагностических исследований в области транскрипции и процессинга мРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb против HNRNPUL1
Примечания/Альтернативные названия	E1BAP5; E1B-AP5; HNRNPUL1; HNRNPUL1
Вид	Человек
GeneID (человек)	11100
GeneID	11100
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 209-410 человеческого HNRNPUL1 (NP_008971.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9BUJ2
Молекулярная масса белка	42-96 кДа
Доставка	В термопакете со льдом