

Поликлональное Антитело К Hnrpab Для Вб, Иф/Икк, Ифа — Q99729

Артикул: CM0021960



введение

Кроличье поликлональное антитело против HNRPAВ (HNRNPAB). Валидировано для ВБ, ИФ/ИКК, ИФА. Перекрестная реакция с белками человека, мыши и крысы. Иммуноген рекомбинантный. Предназначено для исследования связывания РНК, функции гнРНП и редактирования мРНК АРОВ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HNRPAВ кроличья поликлональная антитело
Примечания/Альтернативные названия	ABBP1; HNRNPAB; HNRPAВ
Вид	Человек
ID гена (человек)	3182
ID гена	3182
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-285 белка HNRPAВ человека (NP_004490.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q99729
Молекулярная масса белка	36 кДа
Доставка	Айс-пак