


Поликлональное Антитело Против Hnrpll, Полученное Из Кролика, Для Вестерн1 Блоттинга, Ифа - Q8Wvv9

Артикул: CM0018671



введение

Поликлональное антитело против HNRPLL, полученное из кролика, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознает HNRPLL (стромальный фактор, регулирующий РНК) человека, мыши и крысы, ключевого регулятора альтернативного сплайсинга в различных тканях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело против HNRPLL, полученное из кролика (pAb)
Примечания/Алиасы	SRRF; HNRPLL
Вид	Человек
GeneID (человек)	92906
GeneID	92906
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 250-350 белка HNRPLL человека (NP_612403.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8WVV9
Молекулярная масса белка	60 кДа
Доставка	В пакете со льдом