

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Homer1 Для Wb, Elisa - Q86Ym7

Артикул: CM0003708

введение

Рекомбинантные кроличьи моноклональные антитела против человеческого белка Homer1 (HOMER, SYN47). Провалидированы для вестерн-блоттинга (WB) и ELISA, обладают перекрестной реактивностью с человеческим и крысиным белком. Подходят для нейробиологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи моноклональные антитела к Homer1
Примечания/Алиасы	HOMER; SYN47; Ves-1; HOMER1A; HOMER1B; HOMER1C; Homer1
Вид	Человек
GeneID	9456
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 101-220 человеческого HOMER1 (NP_004263.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q86YM7
Молекулярная масса белка	40 кДа
Доставка	С холодоэлементом