

Моноклональное Антитело Кролика Против Homer1 Для Вб, Иф-П, Игх-П, Ифа — Q86Ym7

Артикул: CM0010864

введение

Кроличье моноклональное антитело к Homer1 (HOMER, SYN47, Ves-1).
Валидировано для ВБ, ИФ-П, ИГХ-П, ИФА в образцах человека и крысы. Идеально подходит для изучения синаптической сигнализации метаботропных глутаматных рецепторов и нейрональной пластичности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к Homer1
Примечания/псевдонимы	HOMER; SYN47; Ves-1; HOMER1A; HOMER1B; HOMER1C
Вид	Человек
ID гена (человек)	9456
ID гена	9456
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотным остаткам 170-354 человеческого HOMER1 (NP_004263.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФ-П, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, крыса
SWISS	Q86Ym7
Молекулярная масса белка	40 кДа
Доставка	С ледяными пакетами