

Антитела Кролика Против Homer1 (Поликлональные) (Wb, If/Icc, Elisa) - Q86Ym7

Артикул: CM0023360

введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против человеческого HOMER1 (SYN47), белка постсинаптического каркаса. Валидированы для WB, IF/ICC и ELISA; перекрестная реакция с мышью. Идеальны для изучения синаптической пластичности и кальциевой сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HOMER1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	HOMER; SYN47; Ves-1; HOMER1A; HOMER1B; HOMER1C
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9456
GeneID	9456
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 71-170 человеческого HOMER1 (NP_004263.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q86YM7
Молекулярный вес белка	40кДа
Доставка	Сумка со льдом