

Поликлональное Антитело Против Ноос4 Для Вестерн-Блота, Ифа - P09017

Артикул: CM0028103

введение

Высокоаффинное кроличье поликлональное антитело против человеческого НОХС4, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА. Реагирует с человеческим и мышинным НОХС4 — гомеобоксным транскрипционным фактором, критически важным для развития передне-задней оси организма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	НОХС4 кроличье поликлональное антитело
Примечания/алиасы	НОХ3, ср19, НОХ3Е, НОХС4
Вид	Человек
GeneID (человек)	3221
GeneID	3221
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 30-130 человеческого НОХС4 (NP_055435.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P09017
Молекулярная масса белка	30 кДа
Доставка	С холодовым пакетом