

Антитело Кролика Против Hook1 (Поликлональное) Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q9Ujc3

Артикул: CM0029596

введение

Поликлональное антитело кролика против HOOK1, валидированное для применения в Вестерн-блоттинге (WB) и ИФА (ELISA). Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Нацелено на белок-гомолог Hook 1, участвующий в везикулярном транспорте и сперматогенезе. Идеально подходит для исследований в области биологии развития и клеточной биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HOOK1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	HK1; HOOK1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	51361
GeneID	51361
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 489-728 человеческого HOOK1 (NP_056972.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UJC3
Молекулярный вес белка	85кДа
Доставка	В ледяном пакете