


Поликлональные Антитела Кролика Против Hook3 Для Wb, If/Icc, Elisa — Q86Vs8

Артикул: CM0013288



введение

Кроличьи поликлональные антитела против HOOK3, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Обнаруживают HOOK3 человека, мыши и крысы — адаптер динеина, регулирующий внутриклеточный транспорт и организацию аппарата Гольджи. Идеально подходит для исследований цитоскелета и везикулярного транспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HOOK3 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	НКЗ; HOOK3
Вид	Человек
GeneID (человек)	84376
GeneID	84376
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 489–718 человеческого HOOK3 (NP_115786.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q86VS8
Молекулярная масса белка	83 кДа
Доставка	Холодильный пакет