

## Поликлональное Антитело К НОРХ Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции На Парафиновых Срезах, Elisa - Q9Вру8

Артикул: CM0024168

### введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на НОРХ (белок, содержащий только гомеодомен), валидировано для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции на парафиновых срезах, ELISA. Определяет НОРХ человека, мыши, крысы — регулятора развития сердца, супрессора опухолей и посредника шаперон-зависимого фолдинга белков.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                        |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | НОРХ Кроличье rAb                                                                                                               |
| Примечания/Альтернативные названия | NOD; NOR; OB1; LAGY; TOTO; CAMEO; NECC1; SMAP31; NORX                                                                           |
| Вид                                | Человек                                                                                                                         |
| ID гена                            | 84525                                                                                                                           |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-73 белка НОРХ человека (NP_631957.1) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                          |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                         |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция на парафиновых срезах (IF-P), иммуноферментный анализ (ELISA)                        |
| Перекрестная реактивность          | Человек, мышь, крыса                                                                                                            |
| SWISS                              | Q9BRY8                                                                                                                          |
| Молекулярная масса белка           | 8 кДа                                                                                                                           |
| Условия доставки                   | В сумке со льдом                                                                                                                |