

Поликлональные Антитела Против Ноха10 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P31260

Артикул: CM0026645

введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого НОХА10, фактора транскрипции с гомеобоксом, участвующего в программировании развития. Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Идеально подходят для изучения регуляции генов и биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	НОХА10 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	PL; НОХ1; НОХ1Н; НОХ1.8; НОХА10
Вид	Человек
GeneID (человек)	3206
GeneID	3206
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 236-336 человеческого НОХА10 (NP_061824.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P31260
Молекулярный вес белка	42kDa
Доставка	В ледяном пакете