

Кроличья Поликлональная Антитела Против Ноха11 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P31270

Артикул: CM0030623

введение

Кроличьи поликлональные антитела против НОХА11, валидированные для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ELISA. Распознают НОХА11 человека, мыши, крысы — гомеобоксный транскрипционный фактор, необходимый для передне-задней паттернизации в развитии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb к НОХА11
Примечания/Альтернативные названия	НОХ1; НОХ11; RUSAT1; НОХА11
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3207
ID гена	3207
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-180 белка НОХА11 человека (NP_005514.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P31270
Молекулярная масса белка	34 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом