


Моноклональное Антитело Против Ноха13 Для Вб, Ифа - P31271

Артикул: CM0004853



введение

Кроличье моноклональное антитело к НОХА13, валидированное для ВБ и ИФА, реагирует с белками человека, мыши и крысы. Подходит для изучения регуляции транскрипции в процессе развития. SWISS: P31271.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика к НОХА13
Примечания/Альясы	НОХ1; НОХ1J; НОХА13
Вид	Человек
GeneID (человек)	3209
GeneID	3209
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 250-350 человеческого НОХА13 (P31271)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P31271
Молекулярная масса белка	40кДа
Доставка	Холодовой пакет