


Поликлональные Антитела К Ноха13 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — P31271

Артикул: CM0013749



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого НОХА13, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживают полосу размером ~40 кДа, подходят для исследований в области биологии развития и изучения факторов транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	НОХА13 Кроличьи пАт
Примечания/Алиасы	НОХ1; НОХ1J; НОХА13
Вид	Человек
ID гена (человек)	3209
ID гена	3209
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 140-320 человеческого НОХА13 (NP_000513.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P31271
Молекулярная масса белка	40 кДа
Доставка	Холодовой пакет