

Кроличыи Поликлональные Антитела К Ноха7 Для Wb, Elisa - P31268

Артикул: CM0017147

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела к белку HOXA7 человека, валидированные для методов WB и ELISA с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Идеально подходят для изучения регуляции генов развития и формирования передне-задней оси.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к HOXA7
Примечания/Синонимы	АНТР; HOX1; HOX1A; HOX1.1; HOXA7
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	3204
Идентификатор гена	3204
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-120 HOXA7 человека (NP_008827.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P31268
Молекулярная масса белка	25 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом