

## Кроличыи Моноклональные Антитела К Anti-Ноха9 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - P31269

Артикул: CM0002095

### введение

Высококачественные кроличьи моноклональные антитела против человеческого НОХА9 (гомеобелковый белок Нох-А9, P31269), валидированные для WB, ИHC-P и ELISA. Перекрестная реакция с крысой. Необходимы для исследований в области биологии развития, онкологии и транскрипции.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                              |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | НОХА9 Rabbit mAb                                                                                                      |
| Примечания/Псевдоним      | HOX1; ABD-B; HOX1G; HOX1.7; НОХА9                                                                                     |
| Вид                       | Человек                                                                                                               |
| ID гена (Человек)         | 3205                                                                                                                  |
| ID гена                   | 3205                                                                                                                  |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 173-272 человеческого НОХА9 (P31269). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                               |
| Применение                | WB, ИHC-P, ELISA                                                                                                      |
| Перекрестная реактивность | Человек, Крыса                                                                                                        |
| SWISS                     | P31269                                                                                                                |
| Молекулярный вес белка    | 30 кДа                                                                                                                |
| Доставка                  | Сумка-холодоэлемент                                                                                                   |