

Кроличья Поликлональная Антитела Anti-Hoxb1 Для Wb, If/Icc, Elisa - P14653

Артикул: CM0027547



введение

Кроличья поликлональная антитела против человеческого HOXB1, валидированная для вестерн-блота, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Реагирует с человеческим, мышиным и крысиным белком. Подходит для исследований в области биологии развития и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HOXB1 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	HOX2, HCFP3, HOX2I, Hox-2.9, HOXB1
Вид	Человек
ID гена (человек)	3211
ID гена	3211
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P14653
Молекулярная масса белка	32 кДа
Доставка	Холодовой пакет