

Антитело Кролика Поликлональное Anti-Hoxb2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P14652

Артикул: CM0021556

введение

Поликлональное антитело кролика Anti-HOXB2, валидированное для применения в Вестерн-блоттинге (WB) и ИФА. Обнаруживает человеческий белок гомеобокс Нох-B2 и перекрестно реагирует с мышью и крысой. Идеально подходит для изучения развития передне-задней оси.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика HOXB2
Примечания/Псевдоним	K8; HOX2; HOX2H; Нох-2.8; HOXB2
Вид	Человек
ID гена	3212
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 50-140 человеческого HOXB2 (NP_002136.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P14652
Молекулярный вес белка	38 кДа
Доставка	Сумка со льдом