

Поликлональные Антитела К Нохс4 Для Wb, Elisa - P09017

Артикул: CM0015531

введение

Кроличы поликлональные антитела к белку НОХС4 человека — фактору транскрипции, отвечающему за развитие и формирование передне-задней оси организма. Валидированы для методов WB и ELISA, обладают перекрестной реактивностью с образцами мыши и крысы. Идеально подходят для исследований в области биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	НОХС4 Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	НОХ3, ср19, НОХ3Е, НОХС4
Вид	Человек
GeneID (человек)	3221
GeneID	3221
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 30-130 НОХС4 человека (NP_055435.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	P09017
Молекулярная масса белка	30 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом