

Поликлональное Антитело Против Noxd10 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P28358

Артикул: CM0030580

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого HOXD10, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает эндогенные уровни HOXD10. Подходит для образцов человека, мыши и крысы. Идеально для исследований в области биологии развития и уrogenитального тракта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HOXD10 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	HOX4; HOX4D; HOX4E; Нох-4.4; HOXD10
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3236
ID гена	3236
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-240 человеческого HOXD10 (NP_002139.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P28358
Молекулярная масса белка	38 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом