

Кроличье Моноклональное Антитело Против Hoxd10 Для Вестерн-Блота, Ифа — P28358

Артикул: CM0006988

введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого HOXD10. Валидировано для Вестерн-блота и ИФА, перекрестно реагирует с мышинным белком. Идеально подходит для исследований в области биологии развития и уrogenитального тракта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное кроличье антитело к HOXD10
Примечания/Альтернативные названия	HOX4; HOX4D; HOX4E; Hox-4.4; HOXD10
Вид белка	Человек
ID гена (человек)	3236
ID гена	3236
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1–150 человеческого HOXD10 (NP_002139.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блот (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P28358
Молекулярная масса белка	38 кДа
Доставка	С ледяным пакетом