

Поликлональное Антитело Против Noxd8 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - P13378

Артикул: CM0022688

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на HOXD8 — гомеобоксный транскрипционный фактор, критически важный для передне-заднего паттернирования. Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), обладает перекрестной реактивностью к белкам человека, мыши и крысы. Идеально для исследований в области биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HOXD8 Кроличье pAb
Примечания / Альтернативные названия	HOX4; HOX4E; HOX5.4; HOXD8
Вид	Человек
GeneID (человек)	3234
GeneID	3234
Иммуноген	Синтетический пептид[Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области от аминокислоты 200 до С-конца белка HOXD8 человека (NP_001186675.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P13378
Молекулярная масса белка	32 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом