

Поликлональные Антитела Против Hoxd9 Для Вестерн-Блота, Ифа - P28356

Артикул: CM0019871

введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого HOXD9 — гомеобоксного транскрипционного фактора, критически важного для формирования передне-задней оси организма в процессе развития. Валидированы для применения в Вестерн-блоттинге (WB) и ИФА. Обнаруживают полосу размером 36 кДа, перекрестно реагируют с человеческим белком.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HOXD9 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	HOX4, HOX4C, Hox-4.3, Hox-5.2, HOXD9
Вид	Человек
ID гена (человек)	3235
ID гена	3235
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 100-200 человеческого HOXD9 (NP_055028.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P28356
Молекулярная масса белка	36 кДа
Доставка	Айс-пак