


Поликлональные Антитела Против Нр1 Альфа/Cbx5 Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Ицк, Ифа - P45973

Артикул: CM0015781



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против HP1 альфа/CBX5, валидированные для Вестерн-блоттинга, ИФ/ИЦК и ИФА. Распознают HP1 альфа человека и мыши, гомолог гетерохроматинового белка 1, участвующий в эпигенетической репрессии и формировании кинетохора. Идеальны для исследований хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на КО] HP1 альфа/CBX5 Кроличьи rAb
Примечания/Псевдоним	HP1; HP1A; HEL25; X5
Вид	Человек
ID гена (Человек)	23468
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-100 человеческого HP1 альфа/CBX5 (NP_001120794.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P45973
Молекулярный вес белка	22 кДа
Доставка	Сумка со льдом