


Кроличье Моноклональное Антитело Против Anti-Hp1 Alpha/Cbx5 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, И Elisa - P45973

Артикул: CM0010417



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого HP1 alpha/CBX5 для WB, ИHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Обнаруживает мишени человека, мыши и крысы. Подходит для исследований гетерохроматина и эпигенетики. P45973.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	HP1 alpha/CBX5 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	HP1; HP1A; HEL25; HP1 alpha/CBX5
Вид	Человек
GeneID (Человек)	23468
GeneID	23468
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 92-191 человеческого HP1 alpha/CBX5 (P45973).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P45973
Молекулярный вес белка	22кДа
Доставка	Сумка со льдом