


Кроличье Поликлональное Антитело Против Hp1 Alpha/Cbx5 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa, Chip — P45973

Артикул: CM0018072



введение

Кроличье поликлональное антитело против HP1 alpha/CBX5, применимое для WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA и ChIP. Распознаёт HP1 alpha человека, мыши и крысы — белок гетерохроматина, участвующий в эпигенетической репрессии. Идеально подходит для исследований хроматина и центромер.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HP1 alpha/CBX5 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	HP1; HP1A; HEL25; HP1 alpha/CBX5
Вид	Человек
GeneID (человек)	23468
GeneID	23468
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-191 HP1 alpha/CBX5 человека (NP_001120794.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P45973
Молекулярная масса белка	22 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом