

Моноклональное Антитело Против Нр1 Гамма/Cbx3 Для Wb, Ihc-P, Ифа — Q13185

Артикул: CM0009698



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому HP1 гамма/CBX3, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА в образцах человека, мыши и крысы. Подходит для исследований хроматина и эпигенетики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HP1 гамма/CBX3 кроличье моноклональное антитело
Примечания/алиасы	HECH; HP1-GAMMA; HP1Hs-gamma; HP1 gamma/CBX3
Вид	Человек
GeneID (человек)	11335
GeneID	11335
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого HP1 гамма/CBX3 (NP_057671.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13185
Молекулярная масса белка	21 кДа
Доставка	Сумка-холодильник