

Кроличыи Поликлональные Антитела К Нp1 Gamma/Cbx3 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q13185

Артикул: CM0024008



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела к белку HP1 gamma/CBX3 (HECH, HP1-GAMMA) человека для надежного обнаружения в методах WB, ИHC-P и ELISA в образцах человека, мыши и крысы. Валидированы для исследований эпигенетики и гетерохроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HP1 gamma/CBX3 Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	HECH; HP1-GAMMA; HP1Hs-gamma; HP1 gamma/CBX3
Вид	Человек
GeneID	11335
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-183 белка HP1 gamma/CBX3 человека (NP_009207.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q13185
Молекулярная масса белка	21 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом