

Кроличья Поликлональная Антитело Против Hр1 Гамма/Cbx3 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa — Q13185

Артикул: CM0023189



введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на HP1 гамма/CBX3, валидирована для применения в WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Распознает белки человека, мыши и крысы. Молекулярная масса: 21 кДа. Идеально подходит для исследований гетерохроматина и эпигенетики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано по KO] Кроличья поликлональная антитела к HP1 гамма/CBX3
Примечания/алиасы	HECH; HP1-GAMMA; HP1Hs-gamma; X3
Вид	Человек
ID гена (человек)	11335
ID гена	11335
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-183 человеческого белка HP1 гамма/CBX3 (NP_009207.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13185
Масса белка	21 кДа
Доставка	Холодильный пакет