

Кроличья Поликлональная Антитело Против Hр1Вr3 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q5Ssj5

Артикул: CM0014687



введение

Кроличья поликлональная антитело против HP1BP3, валидированная для WB, IHC-P, ELISA. Реагирует с человеческим, мышинным и крысиным белком. Нацелена на гетерохроматиновый белок 1-связывающий белок 3 — регулятор пролиферации клеток и конденсации хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HP1BP3 Кроличья поликлональная антитело
Примечания/Альясы	HP1BP74; HP1-BP74; HP1BP3
Вид	Человек
GeneID	50809
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-160 человеческого HP1BP3 (NP_057371.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q5S5J5
Молекулярная масса белка	61 кДа
Доставка	Айс-пак