


Поликлональные Антитела Против Anti-Hpcal1 Для Wb, Elisa - P37235

Артикул: CM0018472



введение

HPCAL1 Rabbit pAb (P37235) — это поликлональные антитела, валидированные для WB и ELISA, реагирующие с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеально подходят для исследований кальций-связывающих белков и зрительной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HPCAL1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	BDR1; HLP2; VILIP-3; HPCAL1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3241
ID гена	3241
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-193 человеческого HPCAL1 (NP_002140.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P37235
Молекулярный вес белка	22кДа
Доставка	Сумка со льдом