


Кроличье Поликлональное Антитело Против Hpcal1 Для Вестерн-Блоттинга, Ип, Ифа - P37235

Артикул: CM0023663



введение

Кроличье поликлональное антитело, полученное против человеческого HPCAL1 (белок, подобный гиппокалину 1). Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунопреципитации и ИФА. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Мишень ~22 кДа. Подходит для исследований кальциевой сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HPCAL1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	BDR1; HLP2; VILIP-3; HPCAL1
Вид	Человек
ID гена	3241
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-193 человеческого HPCAL1 (NP_002140.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммунопреципитация (IP), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS-PROT	P37235
Молекулярная масса белка	22 кДа
Доставка	В пакете со льдом