

## Поликлональное Антитело Кролика Против Hpd Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P32754

Артикул: CM0030725



### введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого HPD (4-гидроксифенилпируватдиоксигеназа) для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА. Подтверждена перекрестная реактивность с мышиными и крысиными образцами. Полезно в исследованиях метаболизма тирозина и метаболических нарушений.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | HPD Кроличье pAb                                                                                                                                         |
| Примечания/Альтернативные названия | PPD; 4HPPD; GLOD3; 4-HPPD; HPPDASE; HPD                                                                                                                  |
| Вид                                | Человек                                                                                                                                                  |
| ID гена (Человек)                  | 3242                                                                                                                                                     |
| ID гена                            | 3242                                                                                                                                                     |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный белок   Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-393 человеческого HPD (NP_002141.1) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                                                   |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                                                  |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА                                                                                                                             |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                                     |
| SWISS                              | P32754                                                                                                                                                   |
| Молекулярная масса белка           | 45 кДа                                                                                                                                                   |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                                                        |