


Поликлональные Антитела Против Hprt1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P00492

Артикул: CM0018828



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого HPRT1, подходящие для Вестерн-блоттинга и ИФА. Проявляют перекрестную реактивность с мышью и крысой. Полезны для изучения пути спасения пуринов, синдрома Леша-Найхана и подагры.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HPRT1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	HPRT; HGPRT; HPRT1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3251
GeneID	3251
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-218 человеческого HPRT1 (NP_000185.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P00492
Молекулярный вес белка	25кДа
Доставка	Сумка со льдом