


Кроличьи Моноклональные Антитела Против Hprt1 Для Вестерн-Блота И Ифа - P00492

Артикул: CM0007845



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого HPRT1, валидированное на нокаут, подходит для Вестерн-блота и ИФА. Идеально подходит для исследований пути утилизации пуринов. Обладает перекрестной реактивностью с мышиным и крысиным белком.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KO] HPRT1 кроличье мК антитело
Примечания/Синонимы	HPRT; HGPRT; T1
Вид	Человек
ID гена	3251
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P00492
Молекулярная масса белка	25кДа
Доставка	Холодильный пакет