

Поликлональные Антитела Anti-Hps4 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nqg7

Артикул: CM0019869



введение

Кроличьи поликлональные антитела к HPS4, компоненту комплекса BLOC-3. Валидированы для WB, IF/ICC, ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения биогенеза меланосом и синдрома Германски-Пудлака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HPS4 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	LE; BLOC3S2; HPS4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	89781
GeneID	89781
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 387-708 человеческого HPS4 (NP_071364.4).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NQG7
Молекулярный вес белка	77кДа
Доставка	Сумка со льдом