

Поликлональное Антитело Против Hr Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - O43593

Артикул: CM0013745

введение

Рекомбинантный белковый иммуноген, соответствующий аминокислотам 200-480 человеческого HR. Кроличье поликлональное антитело против HR, валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA; перекрестно реагирует с человеческим, мышинным, крысиным белком. Подходит для изучения деметилирования гистонов и биологии волос.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HR Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	AU; MUHN; ALUNC; HYPT4; MUHN1; HSA277165; HR
Вид	Человек
GeneID (Человек)	55806
GeneID	55806
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 200-480 человеческого HR (NP_005135.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O43593
Молекулярная масса белка	127 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом