


Моноклональное Антитело Anti-Hras Для Wb, Elisa - P01112

Артикул: CM0002508



введение

Кроличье моноклональное антитело Anti-HRAS, валидированное для WB и ELISA, с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Идеально подходит для изучения сигнального пути Ras-MAPK, пролиферации клеток и биологии рака. SWISS P001112.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HRAS Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	CTLO; HAMSV; HRAS1; RASH1; p21ras; C-H-RAS; H-RASIDX; C-BAS/HAS; C-HA-RAS1; HRAS
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3265
GeneID	3265
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P01112
Молекулярный вес белка	21кДа
Доставка	Сумка со льдом