


Поликлональные Антитела Против Hras Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицк (If/Icc), Ифа (Elisa) - P01112

Артикул: CM0017052



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого HRAS (GTPase HRas, p21ras). Валидированы для WB, IF/ICC, ELISA; перекрестная реакция с мышью. Подходят для изучения сигнального пути Ras-MAPK и исследований онкогенов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HRAS Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	CTLO; HAMSU; HRAS1; RASH1; p21ras; C-H-RAS; H-RASIDX; C-BAS/HAS; C-HA-RAS1; HRAS
Вид	Человек
ID гена	3265
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-189 человеческого HRAS (NP_005334.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P01112
Молекулярный вес белка	21 кДа
Доставка	В ледяном пакете