

Поликлональные Антитела Anti-Hrh1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P35367

Артикул: CM0013014



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против гистаминового рецептора H1 человека (HRH1). Подходят для применения в методах Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Обнаруживают белок массой 56 кДа. Идеально подходят для исследований сигнальных путей GPCR, аллергии и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HRH1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	H1R; H1-R; HH1R; hisH1; HRH1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3269
ID гена	3269
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 250-340 человеческого HRH1 (NP_000852.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P35367
Молекулярная масса белка	56 кДа
Доставка	Сумка со льдом