


Кроличья Поликлональная Антитело Против Anti-Hrpt2 / Cdc73 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q6P1J9

Артикул: CM0018395



введение

Кроличья поликлональная антитело к HRPT2 / CDC73, валидированная для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА в образцах человека. Направлена на парафибриомин — супрессор опухолей, участвующий в транскрипции и сигналинге Wnt.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HRPT2 / CDC73 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	HYX; FHRP; HPTJT; HRPT1; HRPT2; C1orf28; HRPT2 / CDC73
Вид	Человек
GeneID (человек)	79577
GeneID	79577
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность аминокислот 435-505 человеческого HRPT2 / CDC73 (Q6P1J9)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q6P1J9
Молекулярная масса белка	61 кДа
Доставка	Айс-пакет