

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Hs3St3A1 Для Wb, Elisa — Q9Y663

Артикул: CM0022546



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого Hs3ST3A1, валидированное в WB и ELISA. Гепарансульфат-3-O-сульфотрансфераза, участвующая в исследованиях гликобиологии и проникновения HSV-1.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HS3ST3A1 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	3OST3A1, 3-OST-3A, HS3ST3A1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	9955
Идентификатор гена	9955
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 44-140 человеческого HS3ST3A1 (NP_006033.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q9Y663
Молекулярная масса белка	45 кДа
Условия доставки	Охлаждающий пакет