

Моноклональное Антитело К Взаимодействующему С Hsc70 Белку (Hip) Для Wb - P50502

Артикул: CM0008487

введение

Кроличье моноклональное антитело к взаимодействующему с Hsc70 белку (HIP) для WB и ИФА. Распознает человеческий и мышинный ST13/HIP, цитоплазматический кошаперон Hsp70. Белок массой 41 кДа. UniProt P50502.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Взаимодействующий с Hsc70 белок (HIP) кроличье мАт
Примечания/Псевдонимы	HIP; HOP; P48; AAG2; SNC6; HSPABP; FAM10A1; FAM10A4; HSPABP1; PRO0786; Взаимодействующий с Hsc70 белок (HIP)
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6767
GeneID	6767
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности внутри аминокислот 270-369 человеческого взаимодействующего с Hsc70 белка (HIP) (P50502).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P50502
Молекулярная масса белка	41кДа
Доставка	Сумка со льдом