

Кроличья Поликлональная Антитела Против Hsc70-Взаимодействующего Белка (Hip) - P50502

Артикул: CM0029145

введение

Кроличьи поликлональные антитела, распознающие человеческий Hsc70-взаимодействующий белок (HIP/ST13), для Вестерн-блоттинга (WB) и ELISA. Валидированы на человеке, мыши, крысе. Подходят для исследований шаперонов и изучения сворачивания белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела против Hsc70-взаимодействующего белка (HIP)
Примечания/Альтернативные названия	HIP; HOP; P48; AAG2; SNC6; HSPABP; FAM10A1; FAM10A4; HSPABP1; PRO0786; Hsc70-взаимодействующий белок (HIP)
Вид	Человек
GeneID (человек)	6767
GeneID	6767
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-369 человеческого Hsc70-взаимодействующего белка (HIP) (NP_003923.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P50502
Молекулярная масса белка	41 кДа
Доставка	В пакете со льдом