

Кроличье Моноклональное Антитело Против Hsc70/Hspa8 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P11142

Артикул: CM0002936



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого Hsc70/HSPA8 (P11142). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально для исследований контроля качества белка, аутофагии и стрессового ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Hsc70/HSPA8 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	LAP1; HSC54; HSC70; HSC71; HSP71; HSP73; LAP-1; NIP71; HEL-33; HSPA10; HEL-S-72p; Hsc70/HSPA8
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3312
GeneID	3312
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 547-646 человеческого Hsc70/HSPA8 (P11142)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональное антитело
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P11142
Молекулярная масса белка	71 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом