

Анти-Hscb Поликлональные Антитела Кролика Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q8IwL3

Артикул: CM0015659



введение

Поликлональные антитела кролика против человеческого HSCB (JAC1/HSC20), подходящие для Вестерн-блоттинга и ИФА. Идеальны для исследований сборки железо-серных кластеров в митохондриях и цитоплазме, включения SDHB и гемопоеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HSCB Rabbit кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	JAC1; HSC20; SIDBA5; DNAJC20; HSCB
Вид	Человек
ID гена (Человек)	150274
ID гена	150274
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 30-235 человеческого HSCB (NP_741999.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8IWL3
Молекулярный вес белка	27кДа
Доставка	Ледяной пакет