


Поликлональные Антитела Против Hsd17B1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P14061

Артикул: CM0018620



введение

Кроличьи поликлональные антитела против HSD17B1, валидированные для применения в WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Распознают HSD17B1 человека, мыши и крысы (17 β -HSD1, 35 кДа). Необходимый инструмент для изучения биосинтеза эстрогенов и метаболизма стероидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HSD17B1 кроличьи pAb
Примечания/Псевдонимы	E2DH; HSD17; EDHB17; EDH17B2; SDR28C1; 17-beta-HSD; 20-alpha-HSD; HSD17B1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3292
ID гена	3292
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-328 человеческого HSD17B1 (NP_000404.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P14061
Молекулярная масса белка	35 кДа
Доставка	Сумка со льдом