

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Hsd17B13 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q7Z5P4

Артикул: CM0003110



введение

Высококачественные кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого HSD17B13 (ID гена: 345275). Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально подходят для исследований метаболизма липидов в печени и заболеваний печени. SWISS: Q7Z5P4; Масса белка: 34 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	HSD17B13 кроличьи мАт
Примечания/Псевдонимы	FLDP; SCDR9; NIIL497; SDR16C3; HMFN0376; HSD17B13
Вид	Человек
GeneID (Человек)	345275
GeneID	345275
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 30-211 человеческого HSD17B13 (NP_835236.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q7Z5P4
Масса белка	34 кДа
Доставка	С ледяным пакетом