


Кроличье Моноклональное Антитело Anti-Hsd17B13 Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa — Q7Z5P4

Артикул: CM0012265



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий HSD17B13 (Q7Z5P4), валидированное для WB, IF-P, IHC-P и ELISA, с перекрёстной реактивностью у мыши и крысы. Подходит для исследований печёночного липидного обмена и разработки диагностических анализов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб к HSD17B13
Примечания/синонимы	FLDP; SCDR9; NIIL497; SDR16C3; HMFN0376
Вид	Человек
GeneID (человек)	345275
GeneID	345275
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 34-300 человеческого HSD17B13 (NP_835236.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q7Z5P4
Молекулярная масса белка	34 кДа
Доставка	Хладоэлемент